

Процедура за афлатоксини във фъстъци

www.vicam.com

Продуктов код: 176004114

- Преди използване, тестовите ленти трябва да престоят 20 мин. на стайна температура 20–25 °C.
- Извадете тестовата лента от опаковката непосредствено преди започване на процедурата.

1

Калибрирайте Vertu четеца за вида проба и партида тестови ленти, чрез сканиране на Afla-V AQUA бар-кода.



4

Прехвърлете 100 µL от филтрирания екстракт в Afla-V кладенчето с накапване със скорост една капка в секунда. Оставете тестовата лента в покой за 5 мин.



2

Отмерете 10гр. +/- 0,1гр. смляна проба в тубата за екстрахиране и добавете 50 мл. AQUA премикс.



5

Поставете тестовата лента в Vertu четеца и натиснете бутона I. За печат, чрез стрелките преместете курсора до показване на „P“ и натиснете центр. бутон I.



3

Смесете с вортекс на максимална скорост за 2 мин. и филтрирайте екстракта в чиста туба за не повече от 5 мин.



6

За да пуснете следваща проба, използвайте стрелките до изписване на „NT“ и натиснете централния Бутон I



Фъстъци: граница на откриваемост 2 ppb, обхват – 0 до 100 ppb.

Температура на съхранение: 2–8°C за кита и стайна температура за AQUA Premix

„Норком“ ЕООД:

Тел: 0878792152; 0878272225

Офис тел: 02 9733165

Email: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg

Web: norcom-bio.com

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™