

## ЕКСТРАХИРАНЕ НА ПРОБАТА

**1**

Претеглете 5г. от измервания материал и го поставете в специализирания Vicam контейнер.

**2**

С помощта на градуиран цилиндър измерете 25 мл. 70% метанол и го добавете при измервания материал в специализирания Vicam контейнер.

**3**

Захлупете контейнера и смесвайте с вортекс миксер на максимална скорост в продължение на 2 минути.

**4**

Филтрирайте така получения екстракт в чист контейнер.



## ПРОЦЕДУРА

**5**

Прехвърлете 100 µL от Afla-V разредител в тестова епруветка.

**6**

Добавете 100 µL филтриран екстракт.

**7**

Смесете добре с помощта на вортекс миксер.

**8**

Прехвърлете 100 µL в Afla-V стрип теста чрез накапване (1 капка/сек) вертикално върху кръглия отвор на теста.

**9**

Оставете стрип теста за 5 мин. върху хоризонтална повърхност. Поставете Afla-V стрип теста в Vertu четеща (с кръглия отвор на теста насочен към Vertu четеща). Прочетете резултатите.

