

Vertu™ TOUCH процедура за фураж

код: 176005106



- Тестовите ленти трябва да бъдат със стайна температура 20–25 °C

- Отворете опаковката с тестови ленти непосредствено преди да започнете тестовата процедура.

1

За калибриране на Vertu TOUCH четеца:

- ▶ Сканирайте Afla-V (E)¹ или Afla-V (F)² баркода за партидата тестови ленти, които ще използвате. (Сканираният баркод остава запомнен в Vertu TOUCH четеца).



5

- ▶ Прехвърлете 100 µl. от екстракта от стъпка 4 в Afla-V тестова касета, като накапвате по 1 капка в секунда вертикално в тестовия отвор на касетата.
- ▶ Оставете касетата в покой върху равна повърхност за 5 мин.



2

- ▶ Претеглете 5гр.±0,1гр. ситно смляна проба във Vertu PREP туба.
- ▶ Добавете 30 мл. от 80:20 (метанол:вода) във Vertu PREP тубата.
- ▶ Захлупете и разклатете така, че да се получи хомогенна течност.



6

Въведете ID на пробата във Vertu TOUCH четеца

- ▶ Поставете Afla-V касетата във Vertu TOUCH четеца.
- ▶ Натиснете [Start Measurement] бутона на сензорния екран на уреда.



3

- ▶ Нагласете таймера на Vertu PREP миксера на 90 секунди. Натиснете и завъртете тубата до заключване. Миксерът ще стартира и спре след 90 сек. автоматично.
- ▶ Оставете пробата да се утаи за 0,5 до 2 мин. и се отдели прозрачен екстракт на повърхността.



7

- ▶ Натиснете [Print] за разпечатване на резултата
- ▶ Натиснете [Same Barcode] за да пуснете следващия тест с касета от същата партида.
- ▶ Натиснете [Change Barcode] за да смените използваната партида касети за същия тест или вида на теста с друг.



4

Баркод E:

- ▶ Прехвърлете 200 µl. Afla-V ONE разредител в тестова епруветка. Добавете 100 µL прозрачен екстракт, затворете и миксирайте добре с разклащане.

Баркод F:

- ▶ Смесете в тестова туба 200µl. разтвор на метанол и вода в съотношение 80:20 и 100 µl. прозрачен екстракт. След това прехвърлете 100 µl в нова тестова туба.
- ▶ Добавете към новата туба 200 µl. Afla-V ONE разредител, затворете тубата и миксирайте течността добре с разклащане.



Тестовите касети се съхраняват при температура от 2°C до 8°C

Разтворът 80:20 метанол:вода (код: 100000211) се съхранява при стайна температура.

1. Barcode E – граница на откриваемост: 2ppb; обхват: 0 до 80 ppb.

2. Barcode F – граница на откриваемост: 5ppb; обхват: 0 до 300 ppb.

„Норком“ ЕООД

тел: 0878 792 152; 0878 272 225

офис тел: 02 9733165

email: norcom@abv.bg

email: office@norcom-bio.com

Waters™ | VICAM™

www.vicam.com