

Комбиниран тест за микотоксини Vicam Myco 5-in-1 PLUS

Измерва шест вида микотоксини с едно екстрахиране на пробата

1

Претегнете 5гр. $\pm$ 0,1 гр. фино смляна проба в туба за екстрахиране и добавете 25 мл. AQUA премикс.



2

Нагласете таймера на Vertu PREP миксера на 30 секунди. Затворете тубата за екстрахиране, поставете я на миксера и я завъртете, за да се фиксира в гнездото на миксера.



3

Филтрирайте екстракта в чиста чашка с V-филтър за не повече от 5 мин.



Afla-V™
QUANTITATIVE STRIP TESTS

Ochra-V™
QUANTITATIVE STRIP TESTS

Fumo-V™
QUANTITATIVE STRIP TESTS

Zearala-V™
QUANTITATIVE STRIP TESTS

T2/HT2-V™
QUANTITATIVE STRIP TESTS

DON-V™
QUANTITATIVE STRIP TESTS

Пипетирайте 0,1 мл. от екстракта в тестовото кладенче на избраната от вас тестова касета, със скорост една капка в секунда



Поставете DON-V™ тестовата касета в мини инкубатор при 40 °C и затворете капака. Инкубирайте от 2 до 10 минути. Това може да бъде направено при започването на екстрахиране и филтриране на пробата.



Пипетирайте 0,1 мл. от екстракта в тестовото кладенче на DON-V тестовата касета със скорост една капка в секунда. Поставете тестовата касета в инкубатор при 40 °C и изчакайте 5 минути.



Екстрахиране без използване на органични разтворители!

Елиминира скъпите и опасни за околната среда токсични органични разтворители.

Поставете тестовата касета на гладка повърхност за 5 мин.

През тези 5 мин, калибрирайте четеща Vertu TOUCH, чрез сканиране на бар-кода за измервания микотоксин и партидата на тестовия кит.

Калибрирането за всеки измерван микотоксин е еднократно за всяка партида тестове.



Поставете тестовата касета с тестовото кладенче напред в четеща Vertu TOUCH и натиснете: [Start Measurement].



► Натиснете [Print] за разпечатване на резултат

► Натиснете [Same Barcode] за да пуснете следващия тест от същата партида на производителя

► Натиснете [Change Barcode] за да смените вида или партидата на теста

За повече информация: „Норком“ ЕООД – изключителен представител на Vicam за България

тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165; email: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg

web: <http://norcom-bio.com/mycotoxin-tests-BG/mycotoxin-quantity-strip-test-BG/Myco-5-in-1-plus-BG.html>