

www.vicam.com

код: 176004555

- Използвайте тестовите ленти при стайна температура от 20°C до 25°C.
- Отворете опаковката на тестовата лента непосредствено преди началото на теста.

1

Калибрирайте Vertu четеца за вида проба и партида тестови ленти, чрез сканиране на T2/HT2-V AQUA бар-кода.



4

Прехвърлете 100 µL от филтрирания екстракт в T2/HT2-V кладенчето с накапване със скорост една капка в секунда. Оставете тестовата лентата в покой за 5 мин.



2

Премерете 5гр. +/- 0,1гр. смляна проба в тубата за екстрахиране и добавете 25 мл. AQUA премикс.



5

Поставете тестовата лента в Vertu четеца и натиснете бутона I. За печат, чрез стрелките преместете курсора до показване на „P“ и натиснете централния бутон I.



3

Смесете с вортекс на макс. скорост за 2 мин. Филтрирайте екстракта в чиста туба за не повече от 5 мин.



6

За да пуснете следваща проба, използвайте стрелките до изписване на „NT“ и натиснете централния бутон I.



Температура на съхранение:

- на кита: 2–30 °C
- на AQUA premix: 18–24 °C

Граница на откриваемост: 10 ppb

Обхват: 10–800 ppb



„Норком“ ЕООД

тел: 0878792152; 0878272225

офис тел: 02 9733165

email: office@norcom-bio.com;

email: norcom@abv.bg

web: norcom-bio.com

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™