

Бърз тест за количествено измерване на афлатоксини в царевича - Afla-V AQUA



Фирма VICAM отговаря на съвременните изисквания за контрол на чистота на храните с удобен за работа, екологичен и прецизен **Afla-V AQUA бърз лентов тест за количествено определяне на афлатоксини в царевича**. Тестът не изисква лабораторна обстановка и дава числови резултати само за пет минути. Резултатите от измерването се изобразяват в числов вид на екрана на четец, като в последствие могат да бъдат разпечатани на принтер или прехвърлени на компютър с оглед бъдещо съхранение и обработка. Предимство на теста Afla-V AQUA е използването само на вода при подготовка на пробата, **елиминирайки необходимостта от използване на скъпи и замърсяващи околната среда разтворители**.



Афлатоксинът е продукт на естествено намираща се в природата плесен и е канцероген от Група 1, доказано предизвикващ рак при човека. Afla-V AQUA бързите лентови тестове използват чувствителността и избирателността на моноклоналните антитела на VICAM за точното откриване и измерване на афлатоксини общо за **B1, B2, G1, G2** на нива от 2 ppb. до 100 ppb.

Предимства на Afla-V AQUA бързият тест за количествено измерване на афлатоксини в царевича.



Бързина – резултати за по-малко от 5 минути.

Простота на метода – не се изискват специални умения.

Чувствителност – граница на откриваемост от 2 ppb.

Удобство – лесно извършване на теста в лаборатория или при полеви условия.

Дълготрайност – дълъг период на съхранение.

Точност – отчетените в реално време резултати могат да бъдат разпечатани на принтер или съхранени в паметта на компютър.

Широк диапазон – от 0 до 100 ppb



За повече информация: **“Норком” ЕООД**
тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com

Информация за поръчка

Кат. No.	Описание
176003520	Afla-V AQUA тестови комплект за царевица (25 теста)*

Vertu Базов Пакет Оборудване**

Кат. No.	Описание
176002073	Vertu пакет за микотоксини - базов пакет 220 V
176002079	Vertu пакет за микотоксини - базов пакет 220 V плюс принтер

Vertu Консумативи

Кат. No.	Описание
600000937	Градуиран цилиндър, 25 мл.
36020	Фунии за филтриране, 65 мм (10/опак.)
600001522	Филтърна хартия – 24 см.(25 бр.)
600000827	Туби за екстрахиране, 40 мл (25 бр.)
600001108	Микро-пипетор, 100 µL
600001109	Накрайници за микропипетор, (50 бр.)
100000339	AQUA готов разтвор

* Включени в комплекта Afla-V AQUA са: Afla-V тестове (25); Afla-V разрежител; Филтърна хартия(25); Ампули за тестове (25); Накрайници за микропипетор; Туби за екстрахиране 40 мл (50); AQUA готов разтвор, Afla-V AQUA Баркод; Инструкция за работа с теста Afla-V AQUA;

** Включени във Vertu базовия пакет за измерване на микотоксини са: Vertu Reader с баркод сканиращо у-во; Фунии за филтриране, 65 мм (10 бр.); Градуиран цилиндър, 25 мл; Микропипетор 100 µL; Държач за тестови ампули; Цифров таймер; Накрайници за микропипетор (25 бр.); Филтърна хартия (25 бр.); Туби за екстрахиране 40 мл (25 бр.); Миксер Вортекс 220 V; Инструкция за работа; при поръчка на кат. номер #176002079 – принтер.

За повече информация: **“Норком” ЕООД**
тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com