

Afla-V™ ONE - бърз проточен тест за определяне на общото количество афлатоксини в пълноценни фуражи и храни за домашни любимци



VICAM A Waters Business отговаря на едно от днешните най-големи предизвикателства за безопасността на фуражите с лесен, широкообхватен на тест за афлатоксини - Afla-V™ ONE, който само за минути осигурява количествени резултати от измерване на нивото на общо количество афлатоксини (B1, B2, G1 & G2) в пълноценни фуражи за животни и храни за домашни любимци. Афлатоксинът е токсичен страничен продукт от няколко вида плесени, които са естествени обитатели на почвата. Класифициран като канцероген от група I от Международната агенция за изследване на рака (IARC), афлатоксините (B1, B2, G1 & G2) представляват сериозен риск за здравето на хората и животните.

Консумацията на замърсени фуражи - дори при много ниски концентрации - може да доведе до намален прием на фураж, потискане на имунитета, намален млеконадой и сериозни загуби при растежа и ефективността на храненето за повечето животински видове. За да се запази здравето на животните и производството на месо и мляко, повечето държави по света прилагат строги регулаторни ограничения за афлатоксини в зърнени култури, фуражи и пълноценни фуражи.



Afla-V ONE е първият по рода си бърз проточен метод за тестване, способен точно да определи количествено общото ниво на афлатоксини (B1, B2, G1 & G2) в готови фуражи и храни за домашни любимци. Един прост баркод калибрира четеща Vertu TOUCH, елиминирайки рисковете и разходите, свързани с токсин-зависимо калибриране. Afla-V ONE също елиминира необходимостта от групиране на проби, доставяйки навременни данни за управление на качеството и безопасността на продукта. С несравнима скорост, безопасност и икономичност, Afla-V ONE е новият стандарт при тестване на готови фуражи и храни за домашни любимци за съдържание на афлатоксини.

За повече информация: “Норком” ЕООД
тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com



Предимства на теста Afla-V™ ONE

- ✓ **Безопасност** – елиминира токсичните химикали за калибриране.
- ✓ **Ефективност** – не изисква допълнителни разходи или групиране на проби.
- ✓ **Бързина** – дава приложими резултати само за 5 мин. след извличането на пробата
- ✓ **Чувствителност** – граница на откриваемост от 2 ppb.
- ✓ **Широк обхват** – от 0 ppb. до 300 ppb.
- ✓ **Простота** – Не се изискват специални условия и умения за работа с лабораторно оборудване.
- ✓ **Прецизност** – точни резултати, съпоставими с тези при използване на HPLC оборудване.
- ✓ **Дълготрайност** – продължителен срок на годност.

Информация за поръчка на теста Afla-V™ ONE

Кат. No.	Описание
176005106	Afla-V™ ONE кит (за 25 теста)
176004970	четец Vertu TOUCH - базов пакет, 110/220V
600001928	Vertu PREP Mixer
600001929	Vertu PREP туби за екстрахиране (5 бр. /опак.)
600001968	градуиран цилиндър 50 мл.
100000634	Afla-V™ ONE разредител
600001108	микропипетор 100 µл.
600001109	накрайници за микропипетор 100 µл (25 бр. /опак.)
715007893	инструкция за работа с теста Afla-V™ ONE
600000813	флакон за лентов тест (25 бр. /опак.)
600001107	поставка за флакони за лентов тест

За повече информация: **“Норком” ЕООД**
 тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
 e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com