


DON-V™ ONE - бърз проточен тест за определяне нивото на микотоксина деоксиниваленол - ДОН във фуражи и храни за домашни любимци



VICAM A Waters Business отговаря на едно от днешните най-големи предизвикателства за безопасността на храните и фуражите с лесен, **широкообхватен тест DON-V™ ONE**, който само за минути осигурява **количествени резултати от измерване на нивото на микотоксина деоксиниваленол - (DON) във фуражи за животни и храни за домашни любимци**. Деоксиниваленолът причинява намален прием на храна, слабо наддаване на тегло и подтискане на имунната система на животните, дори при ниски концентрации (1 до 3 ppm).

Токсичността на деоксиниваленола и рисковете от постоянното му присъствие в храните и фуражите са фактор за негово непрекъснато наблюдение и контрол в повечето страни по света. Агенцията по храните и лекарствата на Съединените щати въведе препоръчителни нива от 1 ppm за пшенични продукти за човешка консумация, 5 ppm за зърнени продукти за повечето храни за животни и 10 ppm за зърнени продукти за храна за едър рогат добитък. **Европейската общност регулира нивата на DON от 0,2 ppm в преработени храни на зърнена основа за кърмачета и малки деца и 1,75 ppm за непреработена пшеница**. В Азия разпоредбите за DON варират от 0,2 до 4 ppm.



DON-V ONE е първият по рода си бърз проточен метод за тестване, способен точно да определи количествено на деоксиниваленол в готови фуражи и храни за домашни любимци. Един прост баркод калибрира четеща Vertu TOUCH, елиминирайки рисковете и разходите, свързани с токсин-зависимо калибриране. DON-V ONE елиминира необходимостта от групиране на проби, доставяйки навременни данни за управление на качеството и безопасността на продукта. С несравнима скорост, безопасност и икономичност, DON-V ONE е новият стандарт при тестване на готови фуражи и храни за домашни любимци за съдържание на микотоксина деоксиниваленол.

За повече информация: **“Норком” ЕООД**
тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com



Предимства на теста DON-V™ ONE

- ✓ **Безопасност** – елиминира токсичните химикали за калибриране.
- ✓ **Ефективност** – не изисква допълнителни разходи или групиране на проби.
- ✓ **Бързина** – дава приложими резултати само за 5 мин. след извличането на пробата
- ✓ **Чувствителност** – граница на откриваемост от 0,2 ppm.
- ✓ **Широк обхват** – от 0,2 ppm. до 40 ppm.
- ✓ **Простота** – Не се изискват специални условия и умения за работа с лабораторно оборудване.
- ✓ **Прецизност** – точни резултати, съпоставими с тези при използване на HPLC оборудване.
- ✓ **Дълготрайност** – продължителен срок на годност.

Информация за поръчка на теста DON-V™ ONE

Кат. No.	Описание
176005226	DON-V™ ONE кит (за 25 теста)
176004970	четец Vertu TOUCH - базов пакет, 110/220V
600001928	Vertu PREP Mixer
600001929	Vertu PREP туби за екстрахиране (5 бр. /опак.)
600001968	градуиран цилиндър 50 мл.
100000634	Vertu ONE разредител
600001108	микропипетор 100 μл.
600001109	накрайници за микропипетор 100 μл (25 бр. /опак.)
600001993	микропипетор 100 μл. до 1000 μл.
600001570	накрайници за микропипетор 1 мл. (25 бр. /опак.)
600000813	флакон за лентов тест (25 бр. /опак.)
600001107	поставка за флакони за лентов тест
715007893	инструкция за работа с теста DON-V™ ONE

За повече информация: **“Норком” ЕООД**
 тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
 e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com