


™ ONE - бърз проточен тест за определяне нивото на микотоксина фумонизин в пълноценни фуражи и храни за домашни любимци



Фирма Vicam A Waters Business отговаря на едно от днешните най-големи предизвикателства за безопасността на храните и фуражите с екологичен и лесен за работа **тест - Fumo-V™ ONE**, който само за минути осигурява **количествени резултати от измерване на нивото на микотоксина фумонизин в пълноценни фуражи и храни за домашни любимци.**

Използвайки просто, базирано на баркод универсално калибриране, тестът Fumo-V™ ONE предоставя числени резултати за минути, като същевременно подобрява безопасността и устойчивостта на тестовете в полеви, производствени и лабораторни тестови условия.

Стабилен на топлина и силно токсичен дори при ниски концентрации, фумонизинът е сериозен рисков фактор за здравето на животните и причинява левкоенцефаломалация при конете и белодробен оток при свинете.

В Регулациите на Европейския Съюз са въведени пределно допустими нива за фумонизини от:

- 5 ppm. - за допълващи и пълноценни храни за прасета, коне, зайци и домашни любимци
- 10 ppm. - за фуражи за риба
- 20 ppm. - за домашни птици, телета (< 4 месеца), агнета и ярета
- 50 ppm. - за възрастни преживни животни (> 4 месеца) и норки

Предимства на теста Fumo-V™ ONE



- ✓ **Безопасност** – елиминира токсичните химикали за калибриране.
- ✓ **Бързина** – дава приложими резултати само за 5 мин. след извличането на пробата
- ✓ **Чувствителност** – граница на откриваемост от 0,5 ppm.
- ✓ **Широк обхват** – от 0 до 30 ppm.
- ✓ **Простота** – Не се изискват специални условия и умения за работа с лабораторно оборудване.
- ✓ **Прецизност** – точни резултати, които могат да бъдат разпечатани веднага или съхранени в компютър.



Информация за поръчка на теста Fumo-V™ ONE

Кат. No. Описание

комплект Fumo-V™ ONE кит за 25 броя тестове
базов пакет четец тип Vertu, 110/220V
миксер тип Vertu PREP Mixer, 110/220V

- 600001929 туби за екстрахиране Vertu PREP (5 бр./опак.)

Необходими консумативи

Кат. No. Описание

600001968 градуиран цилиндър 50 мл.

600001108 микропипетор 100 µл.

600001109 накрайници за микропипетор 100 µл. (25 бр./опак.)

600001993 микропипетор 100 - 1000 µл.

накрайници за микропипетор 1 мл. (25 бр./опак.)

флакони за лентови тестове (25 бр./опак.)

поставка за флакони за лентови тестове

инструкция за работа с теста Fumo-V-ONE