



Ochra-V[™] AQUA - бърз проточен тест за определяне нивото на микотоксина охратоксин в пшеница, царевица и кафе

Фирма Vicam A Waters Business отговаря на едно от днешните най-големи предизвикателства за безопасността на храните и фуражите с екологичен и лесен за работа **тест - Ochra-V[™] AQUA**, който само за минути осигурява **количествени резултати от измерване на нивото на микотоксина охратоксин в пшеница, царевица и кафе**.

Тестът Ochra-V[™] AQUA има граница на откриваемост от 2,0 ppb. и обхват на измерване от 0 до 30 ppb. Предимство на теста **Ochra-V[™] AQUA** е използването само на вода при подготовка на пробата, **елиминирайки необходимостта от използване на скъпи и замърсяващи околната среда разтворители**.

Охратоксин А е микотоксин, продукт на естествено намираща се в природата гъба *Aspergillus ochraceus*, а също и на някои разновидности на гъбата *Penicillium*. Охратоксин А (OTA) е често срещан в пшеница, царевица, кафе и е често срещан в тестени храни и зърнени закуски, стафиди и вино. Охратоксин А (OTA) поражда бърбреците и е канцероген от Група 1, доказано предизвиква рак при човека. Максималната концентрация на Охратоксин А според регулациите на Европейския съюз е 0,5 ppb.

Предимства на теста Ochra-V[™] AQUA



- ✓ **Безопасност** – елиминира токсичните химикали за калибриране.
- ✓ **Бързина** – дава приложими резултати само за 5 мин. след извличането на пробата
- ✓ **Чувствителност** – граница на откриваемост от 0,2 ppb.
- ✓ **Широк обхват** – от 0 до 100 ppb.
- ✓ **Простота** – Не се изискват специални условия и умения за работа с лабораторно оборудване.
- ✓ **Прецизност** – точни резултати, които могат да бъдат разпечатани веднага или съхранени в компютър.
- ✓ **Дълготрайност** – продължителен срок на годност.

За повече информация: **“Норком” ЕООД**
тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com

Информация за поръчка на теста Ochra-V[™] AQUA

Кат. No. Описание

✓ 176004087 Ochra-V[™] AQUA кит (за 25 теста) със следното съдържание:

- 100000284 Ochra-V[™] лентови тестове (25 бр.)
- 600001106 филтърна хартия
- 600001109 накрайници за микропипетор 100 µл (25 бр. /опак.)
- 600000827 туби за екстрахиране 40 мл.
- 715005477 Ochra-V[™] AQUA баркод
- 715005478 Ochra-V[™] AQUA инструкция за работа

AQUA premix разтвори

- 100000339 AQUA premix разтвор (900 мл.)
- 100000345 AQUA premix разтвор (4 л.)
- 100000347 AQUA premix разтвор (20 л.)
или
- 100000336 AQUA разтвор А
- 100000337 AQUA разтвор В

Съдържание на пакет базово оборудване Vertu

Кат. No. Описание

✓ 176002079 четец Vertu - базов пакет с принтер (220V), съдържащ:

- 725000574 четец Vertu със сканиращо устройство
- 725000577 принтер за четец Vertu
- 36020 филтърна фуния 65 мм.
- 600000937 градуиран цилиндър 25 мл.
- 20050 градуиран цилиндър 50 мл.
- 600001108 микропипетор 100 µл.
- 600001107 поставка за флакони за лентов тест
- G4036 цифров таймер
- 600001109 накрайници за микропипетор 25 бр.
- 600001106 филтри за лентови тестове 25 бр.
- 600000827 туби за екстрахиране 40 мл. 25 бр.
- 23041 Vortex миксер 220V
- 600001136 поставка за Vortex проби
- 600000813 флакон с лентов тест 25бр.
- 715002543 инструкция за работа с четец Vertu



За повече информация: **“Норком” ЕООД**

тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165

e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg

www.norcom-bio.com