

T2/HT2-V™ AQUA - бърз проточен тест за определяне нивото на микотоксините T2/HT2 в царевича



Фирма Vicam A Waters Business отговаря на едно от днешните най-големи предизвикателства за безопасността на храните и фуражите с екологичен и лесен за работа бърз лентов тест - T2/HT2-V™ AQUA, който само за минути осигурява **количествени резултати от измерване на нивото на микотоксините T2/HT2 в царевича.**

Предимство на теста T2/HT2-V™ AQUA е използването само на вода при подготовка на пробата, **елиминирайки необходимостта от използване на скъпи и замърсяващи околната среда разтворители.**

Бързите лентови тестове T2/HT2-V AQUA за количествено определяне на микотоксини използват доказаната чувствителност и селективност на моноклоналните Vicam антитела за точно откриване и измерване на микотоксини тип T2/HT2 при нива от 10 ppb и до 800 ppb. Тестът T2/HT2-V AQUA елиминира необходимостта от опасни разтворители, използвайки процедура за екстракция на водна основа, която не изисква етап на разреждане и се развива за само 5 минути. Резултатите от измерването се показват на цифровия екран на специализиран Vertu четец и могат да бъдат разпечатани или прехвърлени на компютър за съхранение и последващо използване, като неразделна част от Вашата стратегия за осигуряване качеството на произвежданото зърно и фураж.

Предимства на теста T2/HT2-V™ AQUA



- ✓ **Безопасност** – елиминира токсичните химикали за калибриране.
- ✓ **Бързина** – дава приложими резултати само за 5 мин. след извличането на пробата
- ✓ **Чувствителност** – граница на откриваемост от 10 ppb.
- ✓ **Широк обхват** – от 10 до 800 ppb.
- ✓ **Простота** – Не се изискват специални условия и умения за работа с лабораторно оборудване.
- ✓ **Прецизност** – точни резултати, които могат да бъдат разпечатани веднага или съхранени в компютър.

За повече информация: “Норком” ЕООД
тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com



Информация за поръчка на теста T2/HT2-V™ AQUA

- Кат. No.** **Описание**
✓ 176004555 T2/HT-2-V™ AQUA кит (за 25 теста) със следното съдържание:

Кат. No.	Описание
• 100000569	T2/HT-2-V™ лентови тестове (25 бр.)
• 600001106	филтърна хартия
• 600001109	накрайници за микропипетор 100 µл (25 бр. /опак.)
• 600000827	туби за екстрахиране 40 мл.
• 715006693	T2/HT-2-V™ AQUA баркод
• 715006694	T2/HT-2-V™ AQUA инструкция за работа

Vertu базов пакет

Кат. No.	Описание
• 176002073	Vertu базов пакет - 220V
• 176002079	Vertu базов пакет - 220V с принтер

За повече информация: **“Норком” ЕООД**
тел: 0878792152; офис тел: 02 9733165
e-mail: office@norcom-bio.com; norcom@abv.bg
www.norcom-bio.com